

## MR Sinema Sistemi

### MRI Cinema System

- Kullanışlı, çok yönlü ve kullanıcı dostu, 3 boyutlu sanal gerçeklik sistemi.
- Televizyon, video ve bilgisayar kaynaklı çoklu eğlence opsiyonları.
- Teknisyen ve hasta arasında çift yönlü iletişim.
- Head koilin içine sığabilen sinema gözlüğü.
- Her bir display için 240.000 piksel çözünürlük.
- 30 dB ses yalıtımı sağlayan dijital ses sistemi.
- 3 Tesla'ya kadar tüm MR sistemleriyle uyumluluk.

- Convenient, versatile and user-friendly 3D virtual reality system.
- Multiple entertainment options from standard video, television and PC input
- Two-way communication with technicians and patient.
- Head-mounted display fits completely within the head coil.
- Total resolution of 240,000 pixels for each display.
- Digital audio system with 30 dB noise-attenuating headset.
- Compatibility with 3T-rated field strength magnets, ensuring compatibility with all state-of-the-art MRIs.

